


Gebrauchsanweisung Massagestuhl



- Folgen Sie beim Aufbau des Massagestuhles den nachfolgend beschriebenen Schritten.
- Achten Sie beim Zusammenbauen darauf, sich nicht die Finger zu klemmen.
- Zur Justierung des bereits aufgebauten Massagestuhles folgen Sie den Schritten 6 bis 9.
- Belasten Sie den Massagestuhl mit maximal 100 kg.
- Die Polsterfläche mit Neutralseife oder milden Desinfektionsmittel (max. 30% Alkoholanteil) abwischen. Es sind keine weiteren Pflegemaßnahmen für den Materialerhalt erforderlich.



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

VitalSein Medizintechnik - massageliege-therapieliege.de

Inh.: Gert Lutsch
Obergasse 3a D-87666 Pforzen
Telefon: +49 (0)8346 / 17 15 100 | Fax: +49 (0)8346 / 98 28 81
Mail: info@vitalsein-shop.de

